

BEMER classic set OCCASION + B-Light en supplément - INFINIE SANTE

Produit BEMER classic set OCCASION + B-Light en supplément

Prix 2,359.00 EUR au lieu de ~~3370.00 EUR~~

Image produit



Résumé

BEMER CLASSIC - occasion proche du neuf avec équipement supplémentaire. Une économie de 30% sur le prix du neuf. Le Kit BEMER-Classic ne fait aucune concession en matière de performances et d'utilisation. Avec son équipement de base haut-de-gamme raccordable sans problème, le Kit BEMER-Classic est particulièrement bien adapté aux débutants. L'appareil de commande B.BOX Classic supporte tous les modules d'utilisation disponibles que vous pouvez commander selon vos besoins. L'ensemble des fonctions du traitement standard, comme par exemple le programme de sommeil ou trois programmes pré-réglés pour un traitement particulièrement intensif, sont disponibles avec le Kit BEMER-Classic. Ce kit Classic d'occasion est fourni avec :- B.SCAN (module de numérisation pour expliquer la fonction),- B.BODY Classic (module d'application pour traiter tout le corps),- B.GRIP (poignée pour B.SPOT et B.LIGHT),- B.PAD (module d'application en forme de ceinture pour les traitements ponctuels),- bande de fixation pour B.BODY et B.GRIP ainsi qu'un appareil d'alimentation.en supplément :- B-LIGHT (neuf 395€)

Comment BEMER fonctionne-t-il ? La thérapie BEMER a été développée dans les années 1997/98 afin de répondre à des besoins croissants d'utilisation de thérapies fonctionnelles ayant une action sur la biologie et le métabolisme du corps humain, sans utilisation de médicaments. Cette thérapie a acquis ses lettres de noblesse au travers de nombreuses études faites par des biologistes (études en particulier dans les cellules du corps humain), mais surtout par les importants travaux effectués par le Dr Klopp, directeur de l'Institut de Microcirculation de Berlin. C'est ce médecin, professeur à la faculté de médecine à Berlin, qui a mis au point dans son laboratoire le signal BEMER multidimensionnel actuellement utilisé dans les équipements BEMER et ce depuis 2010. Attention: BEMER est une thérapie complémentaire et ne remplace aucunement les soins ou la médication que vous suivez actuellement; BEMER a une bonne synergie avec toutes les thérapies existantes. Affichage graphique, facile à comprendre Le Kit BEMER-Classic peut facilement être utilisé via l'affichage graphique. Il est conçu de manière claire et intuitive. Les différentes étapes se comprennent d'elles-mêmes. L'ensemble des niveaux de traitement et des programmes peuvent être démarrés facilement avec une simple pression sur un bouton. Trois programmes pré-réglés En plus des programmes standards de traitement avec une intensité réglable pour l'ensemble du corps, votre Kit BEMER-Classic dispose de trois programmes pré-réglés. Ceux-ci permettent un traitement intensif de certaines zones et peuvent être sélectionnés via l'appareil de commande B.BOX Classic. Dix niveaux d'intensité Pour les traitements selon un plan de base, dix niveaux individuels d'intensité sont disponibles. Il est facilement possible de les sélectionner via l'appareil de commande B.BOX Classic. Méthode La thérapie vasculaire physique BEMER est une méthode scientifique certifiée qui permet de stimuler l'irrigation ralentie des plus petits vaisseaux sanguins. C'est dans ces vaisseaux, qui constituent 74 % du système vasculaire, que le sang assure des tâches vitales : il approvisionne les tissus et les organes en oxygène et en nutriments et élimine les toxines. En effet, il faut que les cellules reçoivent ce dont elles ont besoin pour remplir leurs fonctions : par exemple, aider à rester en bonne santé, lancer le processus de guérison ou fournir de l'énergie. Un traitement de huit minutes deux fois par jour suffit à favoriser ces processus vitaux. Articles en relation BEMER Assistance en cas d'arthrose Bemer comment ça marche ? Bemer et la cicatrisation Bemer et la polyneuropathie Bemer et le refroidissement Bemer et le sommeil Bemer et le stress Bemer et les elongations Bemer et les rhumatismes Bemer et les ruptures des ligaments Bemer et performances Bemer Hernie discale Bemer Le diabète Bemer Le mal de dos Bemer Les fractures Bemer syndrome de fatigue Bemer et les artériopathies Le Kit Classic Parfait pour découvrir la Thérapie vasculaire physique. Le Kit BEMER-Classic ne fait aucune concession en matière de performances et d'utilisation. Avec son équipement de base haut-de-gamme raccordable sans problème, le Kit BEMER-Classic est particulièrement bien adapté aux débutants. L'appareil de commande B.BOX Classic supporte tous les modules d'utilisation disponibles que vous pouvez commander selon vos besoins. L'ensemble des fonctions du traitement standard, comme par exemple le programme de sommeil ou trois programmes pré-réglés pour un traitement particulièrement intensif, sont disponibles avec le Kit BEMER-Classic. Fonctions Affichage graphique, facile à comprendre Le Kit BEMER-Classic peut facilement être utilisé via l'affichage graphique. Il est conçu de manière claire et intuitive. Les différentes étapes se comprennent d'elles-mêmes. L'ensemble des niveaux de traitement et des programmes peuvent être démarrés facilement avec une simple pression sur un bouton. Trois programmes pré-réglés En plus des programmes standards de traitement avec une intensité réglable pour l'ensemble du corps, votre Kit BEMER-Classic dispose de trois programmes pré-réglés. Ceux-ci permettent un traitement intensif de certaines zones et peuvent être sélectionnés via l'appareil de commande B.BOX Classic. Dix niveaux d'intensité Pour les traitements selon un plan de base, dix niveaux individuels d'intensité sont disponibles. Il est facilement possible de les sélectionner via l'appareil de commande B.BOX Classic. Programme de sommeil et de régénération Ce programme a été développé spécialement pour la traitement durant la nuit. Les résultats actuels des recherches montrent que durant le sommeil, une redistribution spécifique du sang a lieu. Celle-ci est très importante pour le système immunitaire. Mais le traitement BEMER pour le sommeil ne réduit pas seulement ainsi la prédisposition aux infections : d'une manière générale, la stimulation durant la nuit permet aux traitements d'être plus efficaces, d'augmenter la régénération et de procéder à la désacidification du métabolisme. Le programme est particulièrement utile pour les personnes âgées et les personnes se trouvant en phase de réhabilitation. Bemer therapie location Bemer vente Bemer appareils Bemer luminothérapie b.box Bemer b.body Bemer cellules osseuses circulation capillaires thérapie Bemer amélioration libido senior vaisseaux sanguins système immunitaire sommeil profond, Bemer therapie , location Bemer , vente , Bemer , appareils Bemer , luminothérapie, b.box Bemer, b.body, Bemer, cellules osseuses, circulation , capillaires, thérapie Bemer, amélioration libido senior, vaisseaux, sanguins, système immunitaire, sommeil profond, bemer france, bemer tarif, thérapie bemer avis, bemer 3000 occasion, bemer france, bemer 3000 prix, vente bemer 3000, prix bemer classic,

Description